




HYGIENE & SANTE



## INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Filtres FILT'RAY<sup>2G</sup> douche murale 31 & 62 jours et 3 & 4 mois

### Sécurisez vos douches murales grâce à une expertise 100% Française

Les filtres terminaux FILT'RAY<sup>2G</sup> anti-tous germes et anti-légionelle constituent une barrière contre les micro-organismes d'origine hydrique (flore aérobie à 22°C et 36°C, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila* etc.). Ces éléments de maîtrise de l'environnement sont destinés à l'hygiène et à la protection des usagers contre les micro-organismes.

Les filtres FILT'RAY<sup>2G</sup> douche murale s'adaptent de façon simple et rapide à la majorité des supports de douche pour une utilisation en établissement Recevant du Public (ERP) ou en établissement hospitalier.

*Les filtres de la gamme FILT'RAY<sup>2G</sup> sont des dispositifs médicaux CE Classe I et bénéficient d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), de validations WRAS\* et KTW\* . (\* en cours)*



#### Adaptateur pour douche murale PRESTO DL400

Filetage mâle 24 mm, avec joint

AT030302 Raccord M24

AT030317 Bague de sécurité



#### Adaptateur pour douche murale jet fixe DELABIE

Filetage mâle 125, avec joint

AT030322 Raccord M125

AT030323 Bague de sécurité



### Une mise en place simple et rapide pour la protection immédiate des usagers

Les filtres FILT'RAY<sup>2G</sup> assurent une filtration de haute performance avec un débit confortable pour les usagers. Ils disposent d'un système breveté unique d'auto-nettoyage de la membrane Publ'air Wash<sup>TM</sup> qui assure des performances de filtration inégalées pour une gestion optimale de la rétrocontamination\*\*.

\*\* Guide de validation technique et scientifique relatif au produit disponible sur demande.

contact@aqua-tools.com  
www.aqua-tools.com

